

Guía para Pacientes - Monitoreo Cardíaco

Horizon Medical

Versión: 2.0

Última actualización: Enero 2026

Lenguaje: Claro, accesible, sin jerga médica

Tabla de Contenidos

1. [¿Qué es un Monitor Holter?](#)
 2. [¿Cómo Funciona el Sistema?](#)
 3. [Preparación Antes del Monitoreo](#)
 4. [Colocación de Electrodo](#)s
 5. [Uso Durante 24-48 Horas](#)
 6. [Actividades Permitidas y Restringidas](#)
 7. [Cuidado del Dispositivo](#)
 8. [Qué Hacer en Caso de Problemas](#)
 9. [Devolución del Dispositivo](#)
 10. [Preguntas Frecuentes](#)
 11. [Información de Contacto](#)
-

¿Qué es un Monitor Holter?

Explicación Simple

El monitor Holter es un pequeño dispositivo que **graba la actividad eléctrica de su corazón** durante 24 o 48 horas. Es como un “electrocardiograma portátil” que acompaña todo lo que hace durante uno o dos días.

¿Por Qué su Doctor le Prescribió Esto?

Su médico puede haber ordenado este monitoreo porque:

- ✓ Tiene síntomas como mareos, desmayos o palpitaciones
- ✓ Su corazón tiene ritmo irregular a veces
- ✓ Necesita verificar cómo funciona su corazón en actividades normales
- ✓ Está tomando nuevos medicamentos que afectan al corazón
- ✓ Tiene un historial familiar de problemas cardíacos
- ✓ Necesita monitoreo después de una intervención

¿Es Seguro?


Completamente seguro. El monitor Holter:

-  No es doloroso ni invasivo
-  No produce descargas eléctricas

- ✓ No emite radiación
- ✓ Ha sido usado por millones de pacientes durante más de 40 años
- ✓ Las ondas de Bluetooth son seguras (igual a su teléfono móvil)

¿Cómo Funciona el Sistema?

Los Componentes



Proceso Paso a Paso

1. Colocación (10-15 minutos)

- Los electrodos se adhieren a su pecho
- El dispositivo se conecta a los electrodos
- Prueba de conexión

2. Emparejamiento (5 minutos)

- Su teléfono se conecta al monitor por Bluetooth
- Descarga la app Horizon Medical
- Primera sincronización de datos

3. Monitoreo (24-48 horas)

- El dispositivo graba continuamente
- Se sincroniza con su teléfono
- Los datos se envían a la nube de forma segura

4. Análisis

- Un sistema de Inteligencia Artificial analiza los datos
- Su médico revisa los resultados
- Se genera un reporte detallado

5. Resultados

- Su médico le explica los hallazgos
- Se discute el plan de tratamiento si es necesario

Preparación Antes del Monitoreo

24 Horas Antes

- ☐ Avisar si está alérgico a adhesivos médicos
- ☐ No aplicarse lociones, cremas o perfumes el día anterior
- ☐ Usar ropa que puede ensuciarse (pegamento de electrodos)
- ☐ Cargar su teléfono móvil completamente
- ☐ Descargar la app "Horizon Medical" en su teléfono

El Día de la Colocación

Mañana:

- ☐ Báñese o dúchese (lo último que hará antes de la colocación)
- ☐ Use ropa cómoda que sea fácil de quitar/poner
- ☐ Desayune normalmente (no es necesario ayunar)
- ☐ Tome sus medicamentos habituales con agua
- ☐ Lleve su teléfono móvil

Qué Llevar:

-  Teléfono móvil cargado
-  Documentación de identidad
-  Tarjeta de seguro/identificación hospitalaria
-  Lista de medicamentos actuales
-  Ropa adicional (el pegamento de electrodos puede dejar residuos)

Información Que Debe Traer

Ayude al personal médico proporcionando:

Medicamentos Actuales:

└ Nombre: _____	Dosis: _____
└ Nombre: _____	Dosis: _____
└ Nombre: _____	Dosis: _____

Alergias Conocidas:

└ Medicamentos: _____
└ Adhesivos/Latex: _____
└ Otros: _____

Síntomas Recientes:

└ Palpitaciones: Sí/No	Cuándo: _____
└ Mareos: Sí/No	Cuándo: _____
└ Desmayos: Sí/No	Cuándo: _____

Colocación de Electrodos

El Procedimiento (Dura 10-15 minutos)

Paso 1: Preparación de la Piel

El personal médico:

- ✓ Examinará su pecho
- ✓ Limpiará el área con una solución especial
- ✓ Puede afeitarse vello del pecho si es necesario (esto es temporal y normal)
- ✓ Secará completamente la piel

Paso 2: Colocación de Electrodos

Se adhieren 7 electrodos en el pecho:



Cada x representa un electrodo
(Pequeños discos de aproximadamente 3cm de diámetro)

Paso 3: Conexión del Dispositivo

- El aparato se conecta a los electrodos con pequeños cables
- Se asegura con una banda o chaleco
- Se verifica que está seguro y cómodo

Paso 4: Prueba Inicial

- Se realiza una lectura rápida
- Se verifica que todos los electrodos tienen buen contacto
- Se empareje con su teléfono

Sensaciones Normales

- **Sin dolor:** Los electrodos no duelen
- **Leve tirón:** Al retirar adhesivos después (normal)
- **Pequeña picazón:** Común bajo los electrodos
- **Comodidad relativa:** El dispositivo es ligero (aprox. 200g)



Diga inmediatamente si: Tiene dolor severo, dificultad para respirar, o reacción alérgica

Uso Durante 24-48 Horas

Rutina Diaria

Mañana (Primeras 2 horas después de la colocación)

- Descargue y configure la app Horizon Medical en su teléfono
- Empareje el dispositivo (siga las instrucciones en pantalla)
- Verá que la app muestra "Conectado" ✓
- Mantenga Bluetooth habilitado

Durante el Día

- Continúe con sus actividades normales
- Lleve su teléfono con usted
- Cuando sienta síntomas, toque el botón "Registrar Evento" en la app
- Esto marca ese momento para análisis posterior

Noche


- Puede dormir normalmente
- El dispositivo continúa grabando
- Es seguro dormir boca abajo

Retiro (después de 24 o 48 horas)

- Acuda a la cita programada
- El personal retira los electrodos cuidadosamente
- Limpia cualquier residuo de adhesivo
- Devuelve el dispositivo

La App Móvil Horizon Medical

Pantalla Principal:



Botón "Registrar Evento":

Úselo cuando sienta:

- Palpitaciones ❤️
- Mareos 🌀
- Dolor de pecho 💔

- Dificultad para respirar 🥵
- Desmayo o sensación de desmayo
- Cansancio inusual
- Cualquier síntoma inusual

Actividades Permitidas y Restringidas

✓ PERMITIDO (Sin Restricciones)

Actividad	Notas
Caminar	Normal, incluso caminatas largas
Trabajo de oficina	Sin limitaciones
Actividades domésticas	Limpiar, cocinar, etc.
Ver televisión	Posición cómoda, electrodos seguros
Leer y estudiar	Posición cómoda
Conducir	Solo si no tiene síntomas incapacitantes
Actividades sociales	Reuniones, comidas, paseos
Subir escaleras	Ritmo normal, sin correr
Jugar con niños/mascotas	Cuidado de no dañar los electrodos
Tomar medicamentos normales	Continúe como se lo indicó

⚠ PERMITIDO CON CUIDADO

Actividad	Precaución
Ejercicio ligero	Caminata a paso rápido OK, no correr
Deportes ligeros	Badminton, tenis de mesa, boliche
Jardinería	Evite movimientos bruscos, cuidado con ramas
Baño/Ducha	Proteja el dispositivo con bolsa impermeable
Clima caluroso	Asegure que no se despeguen los electrodos por sudor
Trabajos manuales	Evite compresión del pecho

✗ PROHIBIDO (Debe Evitar)

Actividad	Razón
Correr o trotar	Electrodos pueden despegarse
Deporte intenso	Fútbol, básquetbol, tenis profesional
Levantar pesos > 10 kg	Presión sobre dispositivo
Nadar sin protección	El agua puede desconectar electrodos
Sauna/Baño de vapor	Calor excesivo puede despegar adhesivos
Duchas prolongadas	> 15 minutos puede comprometer adhesión
Aplicarse lociones	En zona de electrodos
Exposición prolongada al calor	Puede despegar electrodos
Masaje de pecho	Presión sobre dispositivo
Resonancia Magnética (MRI)	Solicite aprobación médica



En Caso de Lluvia

- Proteja el dispositivo (No sumergir)
- Bolsa de plástico sobre el área del pecho es aconsejable
- Seque bien después
- Verifique que los electrodos siguen adheridos

Cuidado del Dispositivo

Limpieza y Mantenimiento

Diariamente:

- ✓ Inspeccione los electrodos visualmente
- ✓ Verifique que están bien pegados
- ✓ Si se despegas un electrodo, contáctenos inmediatamente
- ✓ Mantenga la área seca

Higiene Personal:

- ✓ Puede tomar duchas (ver sección anterior)
- ✓ Seque bien después del baño
- ✓ Si el adhesivo se mojó, seque con una toalla suave
- ✓ No use secador de cabello

Cosas Importantes

NUNCA:

- ✗ Intente reparar un electrodo despegado

- ❌ Cambie la posición del dispositivo
- ❌ Intente abrir o desmontar el dispositivo
- ❌ Lo sumerja en agua
- ❌ Lo exponga a temperaturas extremas

Si ocurre algo:

1. 🛑 Detenga inmediatamente
2. ☎️ Llame a nuestro centro
3. 📱 Use la app para contactar soporte
4. 🏥 Si es grave, vaya a emergencias

Carga de Batería

- El dispositivo se carga constantemente con su movimiento
- Si la batería baja de 20%, recargue con el cable USB (en la app aparece instrucción)
- Tiempo de carga: 30-60 minutos para carga completa
- Incluye cable de carga USB-C en el kit

Qué Hacer en Caso de Problemas

Problemas Comunes y Soluciones

1. Electrodo se Despega

Síntomas:

- Se ve que el electrodo no está pegado
- La app muestra "Mala calidad de señal"
- Siente tirón o desprendimiento

Solución Inmediata:

1. Toque "Soporte Técnico" en la app
2. Presione "Problema Crítico"
3. Un técnico le contactará en 5-10 minutos

2. El Dispositivo No Se Conecta por Bluetooth

Síntomas:

- La app dice "Desconectado"
- No ve el dispositivo en la lista de Bluetooth

Soluciones:

1. Reinicie el dispositivo (apague/encienda)
2. Reinicie su teléfono
3. Asegúrese de que Bluetooth está activo
4. Acérquese más al dispositivo (< 1 metro)
5. Si no funciona, llame al soporte

3. Mala Calidad de Señal

Síntomas:

- El gráfico se ve "ruidoso"
- La app muestra "Señal pobre"

Causas y Soluciones:

- | Causa | Solución |
- |—|—|
- | Electrodo mojado | Seque cuidadosamente |
- | Electrodo despegado | Véase “Electrodo se Despega” |
- | Mucho movimiento | Relájese, permanezca quieto |
- | Interferencia (horno, wifi) | Aléjese de aparatos |
- | Dispositivo muy apretado | Afloje ligeramente la banda |

4. La App Se Congela o Cierra**Solución:**

1. Cierre completamente la app
2. Apague su teléfono por 10 segundos
3. Vuelva a encender el teléfono
4. Abra nuevamente la app
5. Si persiste, desinstale y reinstale la app

5. Irritación de Piel Bajo los Electrodos**Síntomas:**

- Enrojecimiento
- Picazón severa
- Pequeña erupción

Solución:

- Esto es normal (afecta 5-10% de pacientes)
- No rascarse (evita infección)
- Contacte a su médico
- Pueden cambiar el tipo de electrodo

6. Dolor o Molestia Significativa

NO ES NORMAL. Contacte inmediatamente:

- 📱 Use botón de Emergencia en la app
- ☎️ Llame al 112 si es severo
- 🏠 Vaya a emergencias si tiene dificultad para respirar

Cuándo Llamar al Médico**Contacte inmediatamente si:**

- ❤️ Dolor torácico severo
- 😞 Dificultad para respirar
- 🌀 Mareos severos o desmayos
- 🤯 Confusión o cambios mentales
- 📶 Palpitaciones muy rápidas (> 150 bpm) que no ceden
- 🏠 Síntomas de infarto

Contacte en el mismo día si:

- Electrodo completamente despegado
- Molestia severa bajo electrodos
- Batería del dispositivo no carga
- App no funciona correctamente

Puede esperar hasta mañana si:

- Pequeña irritación de piel
 - Molestia leve
 - Preguntas sobre cuidados
-

Devolución del Dispositivo

Cita de Retiro

Cómo programar:

1. En la app, vaya a “Citas”
2. Presione “Programar Retiro”
3. Seleccione fecha y hora disponible
4. Confirme la cita

O llame al: **+34-900-HORIZON**

El Día de la Devolución

Qué traer:

- ✓ Dispositivo Holter
- ✓ Cable de carga
- ✓ Su teléfono (para retirar datos)
- ✓ Documentación de identidad

Procedimiento:

1. El personal retira los electrodos cuidadosamente
2. Limpian cualquier residuo de adhesivo con alcohol
3. Pueden aplicar loción hidratante
4. Revisan que el dispositivo esté completo
5. Descarga final de datos de su teléfono
6. Se despiden agradeciendo su participación

Tiempo: 10-15 minutos

Después de la Devolución

- 📊 El reporte puede demorar 24-48 horas
 - 📧 Recibirá notificación por email
 - 👨‍⚕️ Su médico lo contactará para explicar resultados
 - ❤️ Puede ver resultados en la plataforma en cualquier momento
-

Preguntas Frecuentes

P: ¿El monitor Holter causa alergias?

A: Muy raramente (< 1%). Los electrodos usan adhesivo médico hipoalergénico. Informe si tiene antecedentes de alergias a adhesivos.

P: ¿Puedo trabajar normalmente durante el monitoreo?

A: Sí, completamente. Puede trabajar en oficina, hacer tareas domésticas y actividades normales. Evite solo deportes intensos.

P: ¿Es peligroso dormir con el dispositivo?

A: No, es completamente seguro. Muchos pacientes duermen normalmente, incluso boca abajo.

P: ¿Qué pasa si el Bluetooth se desconecta?

A: El dispositivo continúa grabando de todas formas. Los datos se sincronizarán cuando se reconecte. No hay pérdida de información.

P: ¿Puedo quitar el dispositivo si se incómodo?

A: No, debe mantenerlo durante las 24 o 48 horas completas. Si es muy incómodo, llame a nuestro centro.

P: ¿Mi teléfono debe estar siempre cerca?

A: Preferiblemente sí, pero si se aleja por poco tiempo, el dispositivo continúa grabando y se sincronizará después.

P: ¿Qué significa “Fibrilación Auricular” en mi reporte?

A: Es un ritmo cardíaco irregular. Su médico le explicará qué significa en su caso específico.

P: ¿Necesitaré más monitoreos en el futuro?

A: Depende de los resultados y evolución clínica. Su médico lo decidirá.

P: ¿Cuándo sabre los resultados?

A: Los resultados preliminares en 24-48 horas. Su médico lo contactará para una cita de seguimiento.

P: ¿Puedo ver mis datos mientras se realiza el monitoreo?

A: Sí, la app muestra gráficos en tiempo real de su frecuencia cardíaca y ritmo.

Información de Contacto

Durante el Monitoreo (Emergencias)

Línea Urgencias: +34-900-HORIZON

Disponible: 24 horas, 7 días a la semana

Preguntas Generales

Email: pacientes@horizon-medical.com

Respuesta: En 24 horas hábiles

Chat en Vivo

Disponible en la app Horizon Medical

Horario: L-V 8:00-20:00 | S-D 9:00-15:00



Centro de Monitoreo Cardíaco

Dirección: Calle Cardiología, 42 - Madrid

Teléfono: +34-91-CARDIO

Citas: citas@horizon-medical.com



Recursos en Línea

Portal Paciente: pacientes.horizon-medical.com

Centro de Ayuda: help.horizon-medical.com

Comunidad: comunidad.horizon-medical.com

Consejos Finales

🌟 Lo Más Importante:

1. **Relájese:** El procedimiento es seguro y común
2. **Sea honesto:** Registre todos sus síntomas
3. **Continúe su vida:** Haga actividades normales
4. **Cuide el dispositivo:** Pero no sea obsesivo
5. **Comunique:** Cualquier problema, contacte soporte
6. **Confíe en el proceso:** Los datos ayudarán a su médico a cuidarlo mejor

Gracias por elegir Horizon Medical. Su salud cardíaca es nuestra prioridad.

Última revisión: Enero 2026